

Kit ortesico da indossare
come una "seconda pelle"



INDICAZIONI CLINICHE

- ✓ PCI (emiplegia, diplegia, tetraplegia)
- ✓ Valgismo/varismo
- ✓ Deviazioni articolari
- ✓ Scarso reclutamento muscolare
- ✓ Scarso integrazione sensoriale
- ✓ Disallineamento posturale
- ✓ Squilibrio muscolare
- ✓ Atassia
- ✓ Ipotonia
- ✓ Astenia

Creha Riabilitazione di Ortopedia Castagna Srl

Via Provinciale, 15 - 23846 Fraz. Brongio - Garbagnate Monastero (LC)

Fax 0341 360 931 - Tel. +39 0341 372 350

info@creha.it - www.creha.it

Il **kit ortesico TheraTogs** nasce in America grazie alla sperimentazione e alla conoscenza di esperti nel campo della riabilitazione neuromotoria come soluzione efficace per pazienti affetti da patologie motorie e sensoriali.

Questo kit infatti, grazie ad anni di studi e applicazioni, è stato pensato per favorire un miglioramento dell'assetto posturale, della capacità e della precisione del movimento e della stabilità articolare, soprattutto in quei soggetti che risultano affetti da patologie dello sviluppo, con lesioni cerebrali, o con specifici problemi muscolo-scheletrici, posturali, di equilibrio, o di movimento.



**È UN PRODOTTO UNICO NEL SUO GENERE:
VERSATILE E FUNZIONALE, È IN GRADO
DI DETERMINARE MIGLIORAMENTI
SIGNIFICATIVI NELLA RIABILITAZIONE FISICA.**

PENSATO PER MIGLIORARE L'ASSETTO POSTURALE

TheraTogs si presenta come una “seconda pelle” priva di lattice, velcrosensibile, dotata di traspirazione ottimale e della massima vestibilità.

Il suo tessuto, infatti, è composto da due strati: un'imbottitura in poliuretano elastomerico a base acquosa che va a contatto con la pelle ed un tessuto velcro sensibile che offre una superficie esterna resistente per il fissaggio delle fasce a strappo.

Si presenta come una “Tuta”, composta da una “canottiera” (**Tanktop**) e da un paio di “pantaloncini” (**Hipster**) al di sopra dei quali vengono applicate differenti “fasce a strappo” di forme, dimensioni e materiali differenti che permettono di lavorare su gruppi di fasci muscolari.

TheraTogs è uno strumento ortesico che consente di prolungare l'effetto della terapia al di fuori dal setting e/o coadiuvare il lavoro del terapeuta all'interno della seduta riabilitativa.



IL GOLDTONE

Il materiale di cui è composto **TheraTogs** è il **Goldtone**, misto tessuto gommapiuma brevettato. Si tratta di un materiale schiumato composto da poliuretano espanso.

Il Goldtone è un tessuto elastico e dinamico che si adatta al meglio alle forme del corpo di chi lo indossa; viene applicato direttamente sulla pelle e per tale motivo è stato formulato con componenti del tutto anallergici e privi di lattice.

Il Goldtone si compone di due strati: uno interno, di colore bianco, che si applica direttamente sulla pelle ed è un materiale schiumato caratterizzato da morbidezza e confortevolezza, ed uno esterno, di colore oro, che è un tessuto velcro-sensibile sul quale vengono applicate le fasce a strappo ancorate con dei velcri (Tabs).



Le principali caratteristiche del Goldtone sono:

- ✓ Elasticità;
- ✓ Ritorno elastico;
- ✓ Tensione;
- ✓ Resistenza nel tempo;
- ✓ Azione grippante;
- ✓ Traspirabilità.

CLASSIFICAZIONE KIT



A KIT INTERO - PTA

Kit per l'allineamento posturale e del tronco. Indicato per l'allineamento posturale tronco-bacino sui piani frontale, sagittale e trasverso. Si compone di pochi elementi che giustificano applicazioni più semplici.



B KIT FULL BODY

Kit che consente di lavorare sull'allineamento di tronco, bacino, arti superiori e arti inferiori. È dotato di molti elementi ed è consigliato per casi clinici più complessi.



C KIT POLSO POLLICE

Kit che consente di lavorare su abduzione di pollice, stabilizzazione del polso, pronosupinazione di avambraccio.



D KIT ARTI INFERIORI

Kit composto da elementi indispensabili per un lavoro di allineamento funzionale di arti inferiori sul piano frontale, sagittale e trasverso.

E KIT WUNZI

Kit adatto a bambini piccoli (neonati fino ai primi 2 anni di vita). Consente un intervento riabilitativo precoce per allineamento di tronco, bacino, arti inferiori e arti superiori.



LINEA PEDIATRICA

MODELLO	NOME	ETÀ	PESO	LUNG. TRONCO	CIRCONF. ADDOME
GWZ25	Wunzi XXS	0÷3 mesi	3÷5 Kg	40 cm	40 cm
GWZ50	Wunzi XS	3÷6 mesi	5÷8 Kg	50 cm	44 cm
GWZ75	Wunzi S	6÷12 mesi	8÷8,5 Kg	55 cm	46 cm
GWZLKS	Limb kit S	0÷12 mesi	oltre 8,5 Kg		
GWZ100	Wunzi M	12÷18 mesi	8,5÷9,5 Kg	60 cm	50 cm
GWZ125	Wunzi L	18÷24 mesi	9,5÷12 kg	68 cm	54 cm
GWZLKL	Limb kit L	12÷24 mesi	oltre 12 kg		

MISURE	PESO	MAX ATK	MAX STA	PTA	FULL BODY	KIT ARTI INFERIORI
Bambino	7÷11 kg	25 cm	27 cm	GPTA110	GFB100	GLE101
Età prescolare	11÷20 kg	30 cm	24 cm	GPTA210	GFB200	GLE201
Pediatrico	20÷30 kg	47 cm	38 cm	GPTA310	GFB300	GLE301
11-13 anni	30÷50 kg	53 cm	44 cm	GPTA410	GFB400	GLE401

Kit Polso Pollice - taglia 307 - misura adatta ad una fascia di età pediatrica (neonati, prescolare e scolare)
Kit Polso Pollice - taglia 317 - misura adatta ad una fascia di età adolescenziale e adulta

LINEA ADULTO

MISURE	PESO	MAX ATK	MAX STA	KIT COMPLETO	KIT ARTI INFERIORI
11 - 13 anni	30÷50 kg	53 cm	44 cm	GFB400	GLE401
Donna S	50÷64 kg	60 cm	52 cm	GFB600	GLE601
Donna M	64÷77 kg	60 cm	52 cm	GFB610	GLE611
Donna L	77÷91 kg	67 cm	58 cm	GFB620	GLE621
Uomo S	50÷66 kg	60 cm	49 cm	GFB700	GLE701
Uomo M	66÷77 kg	60 cm	49 cm	GFB710	GLE711
Uomo L	77÷86 kg	67 cm	57 cm	GFB720	GLE721
Uomo XL	86÷109 kg	67 cm	59 cm	GFB730	GLE731



**Distribuzione in esclusiva italiana
di articoli riabilitativi unici e di qualità**

Creha Riabilitazione di Ortopedia Castagna Srl

Via Provinciale, 15 - 23846 Fraz. Brongio - Garbagnate Monastero (LC)

Fax 0341 360 931 - Tel. +39 0341 372 350

info@creha.it - www.creha.it

